

Số: /BV-KHTH&ĐD
V/v Mời thẩm định giá tài sản
trang thiết bị Y tế

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính

Căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị, để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Bệnh viện Y học cổ truyền Lạng Sơn kính mời quý Công ty/ Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định giá trang thiết bị y tế theo một số thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin đơn vị đề nghị thẩm định giá

- Tên: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn.
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053.815653; Mã số thuế: 4900152041;
- Đại diện: Bà Bùi Thị Mẫn; Chức vụ: Giám đốc

2. Danh mục đề nghị thẩm định giá

Tài sản: Thẩm định giá Trang thiết bị y tế

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

3. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 10 năm 2023;

4. Địa điểm thẩm định giá: Tỉnh Lạng Sơn.

5. Mục đích thẩm định giá: Xác định mức giá trần của tài sản làm một trong những cơ sở để phục vụ công tác xây dựng dự toán mua sắm, phê duyệt, thanh quyết toán theo quy định của nhà nước.

Đề nghị quý Công ty/ Đơn vị có nhu cầu tham gia thẩm định giá gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (giá thẩm định đã bao gồm các loại thuế VAT) và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

6. Số lượng chứng thư: 02 bộ

7. Thời gian đề nghị thực hiện (tính từ ngày ký hợp đồng): 05 ngày

8. Người liên hệ: Nguyễn Văn Hậu – Viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp

và Điều dưỡng; Điện thoại: 0944191844 ; Email: nguyenhau187@gmail.com

Bệnh viện Y học cổ truyền Lạng Sơn rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty/ Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV;
- Lãnh đạo BV;
- Lưu: VT, KHTH&ĐD.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Mẫn

PHỤ LỤC: DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số /BV-KHTH&ĐD ngày tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện YHCT Lạng Sơn)

STT	Nội dung	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Máy điện xung trung tần	Chiếc	15	Chi tiết tại Phụ lục 1
2	Máy điện châm	Chiếc	50	Chi tiết tại Phụ lục 1
3	Thiết bị Laser nội mạch	Chiếc	03	Chi tiết tại Phụ lục 1
4	Đèn hồng ngoại	Chiếc	50	Chi tiết tại Phụ lục 1
5	Bộ tập đa chức năng (8 chức năng)	Bộ	01	Chi tiết tại Phụ lục 1
6	Bồn ngâm chân	Chiếc	15	Chi tiết tại Phụ lục 1
Tổng cộng: 06 khoản				

PHỤ LỤC 01: TIÊU CHÍ KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ

Stt	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật
1	Máy điện xung trung tần	Model: XYZP-IB Hãng sản xuất: Xiangyu Xuất xứ: Trung Quốc Phụ kiện tiêu chuẩn: Máy chính: 01 chiếc Dây nguồn: 01 dây Tám điện cực: 02 đôi Túi nhung: 01 đôi

		<p>Dây đai: 01 bộ Cầu chì: 02 chiếc Sách hướng dẫn: 01 quyển Thông số kỹ thuật: Tần số sóng trung tần: 2 kHz ~ 6 kHz Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 1 ~ 150 Hz Cường độ truy xuất lớn nhất: 0 ~ 100mA Độ ổn định cường độ truy xuất : $\leq \pm 5\%$ Điện áp nguồn: 220V\pm22V / 50Hz\pm1Hz Phạm vi ra nhiệt tẩm điện cực : 38°C~55°C, phân 6 cấp, chênh lệch $\pm 2^\circ\text{C}$ Công suất truy nhập: $\leq 35\text{VA}$ Đường truy xuất: 1 đường Chế độ làm nóng bản cực điều chỉnh Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt</p>
2	Máy điện châm	<p>Model: SDZ-II Hãng sản xuất: SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY Xuất xứ: Trung Quốc Chi tiết cấu hình gồm: Máy chính: 01 chiếc Phụ kiện cho máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 6 dây nối tẩm điện cực 6 đôi tẩm điện cực massage (kích thước: 50mm x 50mm) 6 đôi dây kẹp kim châm và điện cực (kích thước: $\leq 28\text{mm}$) Sách hướng dẫn sử dụng: 1 quyển Hộp xốp: 1 hộp Thông số kỹ thuật: Điện áp nguồn: DC9V/AC220V hoặc 110V Cường độ dòng điện tối đa 10VA Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng Điện áp đầu ra: 0.3VA Tần số: 1 ~ 100Hz Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng</p>

3	Thiết bị Laser Nội mạch	<p>Model: GX – 1000C Hãng SX : Guilin KangXing medical instrument Co., Ltd. Nước SX : Trung Quốc Thông số kỹ thuật. Kiểu: laser bán dẫn Al Ga In P Bước sóng laser : 650 ± 20 nm Đầu điều trị: 2 đầu Công suất laser: ≤5mW/1 đầu, điều chỉnh Thời gian điều trị: Điều chỉnh 1-99 Chế độ hoạt động: Liên tục và xung Tần số: 10 – 80 Lần/Phút Nguồn nuôi: /9VDC/ 220VAC/50Hz Trọng lượng : 1.7 Kg Trọng lượng cả hộp: 3 Kg Kích thước: 25x15x12 cm.</p> <p>Cấu hình chuẩn Máy chính: 01 chiếc Đầu phát Laser : 02 chiếc Khóa nguồn: 02 chiếc Adaptor: 01 chiếc Hút cao su: 02 chiếc Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Giảm kết dính hồng cầu, hoạt hóa hệ tiêu sợi huyết Tăng hoạt tính kháng oxy hóa.</p>
4	Đèn Hồng ngoại.	<p>Hãng sản xuất : TNE Xuất xứ : Việt Nam Công suất : 250W Dimmer hoặc công tắc Dây nguồn: 3m6 Điều chỉnh chiều cao từ 1m - 1,7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm</p>

5	Bộ tập đa chức năng (8 chức năng)	<p>Model: XY-14-8B Hãng sản xuất: Xiangyu Nước sản xuất: Trung Quốc Thông số kỹ thuật: Kích thước: 248x248x220cm Ứng dụng kết hợp tập phục hồi cho các khớp toàn thân, có thể sử dụng cho tất cả bệnh nhân. Thành phần: Xoay khớp vai, xoay cẳng tay, xoay khớp cổ tay, thang, ròng rọc, tường, giường tập, khung kéo.</p>
6	Bồn ngâm chân	<p>Model: KL-FB01 Hãng sản xuất: Jiangsu Keling Medical Appliances Co., Ltd Nước sản xuất: Trung Quốc Cấu hình cung cấp: <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Điều khiển từ xa: 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tính năng: <ul style="list-style-type: none"> - Bồn ngâm chân trị liệu Hoa Đà là sự kết hợp giữa ngâm chân truyền thống và các chức năng như sục khí, chiếu đèn, tia nước phun mạnh tác động trực tiếp vào các huyết đạo bàn chân giúp lưu thông tuần hoàn máu, tăng hiệu quả trị liệu. Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống massage tự động với 2 con lăn và 4 bóng massage đặt đúng các huyết đạo gan bàn chân, mô phỏng lại động tác massage tạo nên 1 bài massage chuyên nghiệp. - Có chức năng làm nóng nhanh và duy trì nhiệt độ cực tốt. Trang bị thêm nắp đậy tăng hiệu quả làm nóng và giữ nhiệt. - Tự động điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ một cách linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng sử dụng - Có khoang chứa dược liệu: thuốc được ngâm đủ thời gian để phát huy hết tác dụng. Bã thuốc không tồn đọng trong bồn gây tắc, nghẽn. - Hệ thống thoát nước thông minh giúp việc thoát nước nhanh và dễ dàng, </p>

		<p>không để tồn dư nước trong bồn, tối giản việc vệ sinh và bảo quản bồn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng điều khiển: được thiết kế trên mặt máy với các chức năng riêng biệt, dễ dàng thao tác; màn hình Led thể hiện nhiệt độ và thời gian. - Điều khiển từ xa: trang bị điều khiển từ xa giúp dễ dàng kiểm soát và tùy chỉnh chế độ mà không cần thao tác trực tiếp trên máy. - Có chế độ hẹn giờ: cài đặt thời gian sử dụng máy. - Bánh xe có khóa an toàn: dễ dàng di chuyển và cố định bồn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. - Dung tích: 19 lít - Công suất: 500W - Nguồn điện: 220V – 50Hz - Trọng lượng: 4.6 kg - Kích thước: 460x365x408mm
	Tổng cộng: 06 khoản	